



*the better choice* – Wählen Sie immer die passende Lösung!



Artikel-Nr.: BC40C

**Produkteigenschaften**

- Zweiteilige Manschetten, bestehend aus verschweißter Blase und genähtem Bezug
- Latexfrei, antimikrobielle Beschichtung (hochwertige PU-Oberfläche)
- Feuchtigkeits- und fleckenabweisende Oberfläche, metallfrei, d.h. Röntgen- oder MRT-geeignet
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Waschmaschinengeeigneter Bezug
- Ein- oder Zweischlauchversion
- Ca. 20 cm lange Anschlussschläuche
- CE-zertifiziert
- Dank einer Vielfalt von Adaptern mit fast jedem Monitor verwendbar
- Indexlinie für gute Passform und genaue Messungen

Die Größen und Ausführungen finden Sie in unserem Shop | [www.golmed-shop.de](http://www.golmed-shop.de)

Rufen Sie uns an: +49 (0) 5306 93203-0. Wir beraten Sie gern!

