

Inhaltsverzeichnis



NiBP-Manschetten & -Schläuche

NIBP-MANSCHETTEN	2
Zweiteilige Manschetten	2
Einteilige Manschetten	3
Adapterübersicht.....	4
Einschlauch-Manschettenadapter	4
Zweischlauch-Manschettenadapter	4
NIBP-ZUBEHÖR	5
Verbindungsschläuche	5
Datascope	5
Dräger (Siemens)	5
GE (Critikon).....	6
GE (Datex-Ohmeda)	6
GE (Marquette).....	7
Nihon Kohden	8
Philips (Agilent / HP)	8

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Comfortable NiBP-Manschetten (zweiteilig, mit Bezug und Blase)

Ein komplettes Programm von nichtinvasiven Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder in sehr hochwertiger Qualität ist lieferbar.

Produktbeschreibung der Comfortable NiBP-Manschetten

- Zweiteilige Manschetten, bestehend aus verschweißter Blase und genähtem Bezug
- Hygienisch: Der Bezug kann in der Waschmaschine gereinigt werden
- Latexfrei, PVC-frei, antimikrobielle Beschichtung (hochwertige PU-Oberfläche)
- Feuchtigkeits- und Flecken-abweisende Oberfläche
- Leicht zu reinigen und desinfizieren (siehe Gebrauchsanweisung!)
- Sterilisierbar mit EtO Gas-Sterilisation
- Als Ein- oder Zweischlauchversion lieferbar
- Indexlinie für gute Passform und genaue Messungen
- Ca. 20 cm lange Anschlussschläuche mit Farbkennzeichnung für die unterschiedlichen Manschettengrößen
- CE-zertifiziert
- Dank einer Vielzahl von Adaptern zu fast jedem Monitor einsetzbar

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Armumfang	Abbildung
Einschlauchmanschetten			
G2-1-1015-*...	Manschette für Kleinkinder	10 – 15 cm	
G2-1-1421-*...	Manschette für Kinder	14 – 21,5 cm	
G2-1-2028-*...	Manschette für Erwachsene (klein)	20,5 – 28 cm	
G2-1-2735-*...	Manschette für Erwachsene (mittel)	27 – 35 cm	
G2-1-3443-*...	Manschette für Erwachsene (groß)	34 – 43 cm	
G2-1-4254-*...	Manschette für Oberschenkel	42 – 54 cm	
Zweischlauchmanschetten			
G2-2-1015-*...	Manschette für Kleinkinder	10 – 15 cm	
G2-2-1421-*...	Manschette für Kinder	14 – 21,5 cm	
G2-2-2028-*...	Manschette für Erwachsene (klein)	20,5 – 28 cm	
G2-2-2735-*...	Manschette für Erwachsene (mittel)	27 – 35 cm	
G2-2-3443-*...	Manschette für Erwachsene (groß)	34 – 43 cm	
G2-2-4254-*...	Manschette für Oberschenkel	42 – 54 cm	

*... **Adapterkennzeichnung:** Bitte die Kennung des gewünschten Adapters hinter die Artikel-Nr. setzen (**z.B. G2-1-2735-HP [Philips, Siemens]**), sonst wird ohne Adapter geliefert.

DM	GE (Critikon Dinamap)	Schraubverschluss
DT	GE (Datex-Ohmeda)	Subminiaturverschluss gemischt
FLL	BCI / Datascope / Nihon Kohden	Luer Lock-Verschluss, weiblich
HP	Datascope / Philips / Siemens / Spacelabs	Bajonettverschluss
MF	Nihon Kohden	Kupplung mit Ring
MLL	Dräger / GE (Hellige)	LuerLock-Verschluss, männlich
MQ	GE (Marquette)	Subminiaturverschluss

Detaillierte Adapterübersichten finden Sie auf Seite 3.4!
Alle Adapter sind auch einzeln ohne Manschetten erhältlich in VE's zu je 10 Stück!

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

NiBP-Manschetten

Einteilige Manschetten



Standard NiBP-Manschetten (einteilig)

Ein komplettes Programm von nichtinvasiven Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder in hochwertiger Qualität ist lieferbar.

Produktbeschreibung der Standard NiBP-Manschetten

- Einteilige Manschetten
- Latexfrei, PVC-frei
- Feuchtigkeits- und Flecken-abweisende, robuste Nylon-Oberfläche
- Leicht zu reinigen und desinfizieren (siehe Gebrauchsanweisung!)
- Sterilisierbar mit EtO Gas-Sterilisation
- Als Ein- oder Zweischlauchversion lieferbar
- Indexlinie für gute Passform und genaue Messungen
- Ca. 20 cm lange Anschlussschläuche mit Farbkennzeichnung für die unterschiedlichen Manschettengrößen
- CE-zertifiziert
- Dank einer Vielzahl von Adaptern zu fast jedem Monitor einsetzbar

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Armumfang	Abbildung
Einschlauchmanschetten			
G1S-1-1015-*...	Manschette für Kleinkinder	10 – 15 cm	
G1S-1-1421-*...	Manschette für Kinder	14 – 21,5 cm	
G1S-1-2028-*...	Manschette für Erwachsene (klein)	20,5 – 28 cm	
G1S-1-2735-*...	Manschette für Erwachsene (mittel)	27 – 35 cm	
G1S-1-3443-*...	Manschette für Erwachsene (groß)	34 – 43 cm	
G1S-1-4254-*...	Manschette für Oberschenkel	42 – 54 cm	
Zweischlauchmanschetten			
G1S-2-1015-*...	Manschette für Kleinkinder	10 – 15 cm	
G1S-2-1421-*...	Manschette für Kinder	14 – 21,5 cm	
G1S-2-2028-*...	Manschette für Erwachsene (klein)	20,5 – 28 cm	
G1S-2-2735-*...	Manschette für Erwachsene (mittel)	27 – 35 cm	
G1S-2-3443-*...	Manschette für Erwachsene (groß)	34 – 43 cm	
G1S-2-4254-*...	Manschette für Oberschenkel	42 – 54 cm	

***... Adapterkennzeichnung:** Bitte die Kennung des gewünschten Adapters hinter die Artikel-Nr. setzen (z.B. **G1S-1-2735-HP [Philips, Siemens]**), sonst wird ohne Adapter geliefert.

DM	GE (Critikon Dinamap)	Schraubverschluss
DT	GE (Datex-Ohmeda)	Subminiaturverschluss gemischt
FLL	BCI / Datascope / Nihon Kohden	Luer Lock-Verschluss, weiblich
HP	Datascope / Philips / Siemens / Spacelabs	Bajonettverschluss
MF	Nihon Kohden	Kupplung mit Ring
MLL	Dräger / GE (Hellige)	LuerLock-Verschluss, männlich
MQ	GE (Marquette)	Subminiaturverschluss

Detaillierte Adapterübersichten finden Sie auf Seite 3.4!
Alle Adapter sind auch einzeln ohne Manschetten erhältlich in VE's zu je 10 Stück!

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Einschlauch-Manschettenadapter

DM

Welch Allyn
(Atlas nach Juli 2000)



Schraubverschluss

MF

Nihon Kohden (ipro,
Procyon, TEC-7621 /
7631 / 7721 / 7731)

Steckbuchsen-
anschluss
(Kupplung mit Ring)**MLL**

Dräger
GE (Hellige)
Medtronic

Luer-Lock-Verschluss,
männlich**MQ**

Welch Allyn (Protocol)
(Propaq)
Zoll

Steckstiftanschluss
(Subminiaturver-
schluss)**FLL**

BCI
Colin
Datascope (Expert, Passport XG)
Fukuda Denshi
Mindray
Nihon Kohden (LifeScope 9 / 12)
Spacelabs
Welch Allyn (Atlas vor Juli 2000)



Luer-Lock-Verschluss, weiblich

HP

CSI Criticare (508)
Datascope (Accutorr Plus, Passport 2)
Dräger (Siemens)
Mindray
Philips (Agilent / HP)
Spacelabs



Bajonettverschluss

Zweischlauch-Manschettenadapter

DM

CAS
CSI Criticare (507)
GE (Critikon) (Dinamap)
Invivo Research
M.D.E.
Nihon Kohden (LifeScope L)
Spacelabs
Welch Allyn



Schraubverschluss

DT (MF + MQ)

GE (Datex-Ohmeda)

Steckstift- und Steckbuchsen-
anschluss (Kupplung gemischt)**MQ**

GE (Marquette) (Eagle, TRAM)

Steckstiftanschluss
(Subminiaturverschluss)

NiBP-Zubehör

Verbindungsschläuche



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabel	Abbildung
-------------	--------------------	-------	-----------

Datascope

Passend zu: Accutorr Plus, Duo, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Spectrum OR, Trio

0683-04-0003	Verbindungsschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene, mit Rectusanschluss Original Datascope #0683-04-0003	150 cm	
0683-04-0004	Original Datascope #0683-04-0004	350 cm	

Passend zu: 2100 / 2200I, Accutorr 1/2, Accutorr 3/4, Accutorr Plus, Passport (3-adr. / 5-adr.), Passport 2, Passport 2LT, Spectrum

0683-04-0007	Verbindungsschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene, mit Luer-Anschluss Original Datascope #0683-04-0007	150 cm	
NIBP-DA1	Verbindungsschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene, mit Luer-Anschluss wie Datascope #0683-04-0007	250 cm	

Dräger (Siemens)

Passend zu: Cicero EM, Julian, PM 8010 / 8014 / 8060 / 8060 Vitara, Parameterbox

M36040	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Luer-Slip-Konnektor, Original Dräger #M36040	300 cm	
MP00742	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Luer-Lock-Konnektor,	300 cm	

Passend zu: 732-Monitor, Infinity Monitore, NiPB-Modul


G275	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, Original Dräger #12 75 275	370 cm	
NIBP-DR1	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, wie Dräger #12 75 275	250 cm	
G298	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, Original Dräger #28 70 298	240 cm	
NIBP-DR2	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, wie Dräger #28 70 298	250 cm	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten




Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabel	Abbildung
-------------	--------------------	-------	-----------

GE (Critikon)

Passend zu: Dinamap 1846, 8100, 9300, Plus-Serie


NIBP-DM1	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Schraubverschluss, wie GE (Critikon) #008841	250 cm	
NIBP-DM2	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Schraubverschluss, wie GE (Critikon) #008840	250 cm	

Passend zu: Dinamap Pro Serie, Pro 1000-Monitore, ProCare, MPS Serie

107365	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Schraubverschluss, Original GE (Critikon) #107365	360 cm	
NIBP-DM3	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Schraubverschluss, wie GE (Critikon) #107365	250 cm	
107368	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Schraubverschluss, Original GE (Critikon) #107368	360 cm	
NIBP-DM4	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Schraubverschluss, wie GE (Critikon) #107368	250 cm	

GE (Datex-Ohmeda)

Passend zu: alle GE (Datex)-Monitore mit NiBP-Manschettenanschluss

895732 877235	Verbindungsschlauch, schwarz, Doppelschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene, mit Subminiaturanschluss, Original GE (Datex) #895732 Original GE (Datex) #877235	180 cm 300 cm	
NIBP-DT1	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene, mit Subminiaturanschluss, wie GE (Datex) #877235	250 cm	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

NiBP-Zubehör

Verbindungsschläuche



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabel	Abbildung
-------------	--------------------	-------	-----------




GE (Datex-Ohmeda)

Passend zu: alle GE (Datex)-Monitore mit NiBP-Manschettenanschluss



877514	Verbindungsschlauch, weiß, Doppelschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Subminiaturanschluss, Original GE (Datex) #877514	300 cm	
NIBP-DT2	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Subminiaturanschluss, wie GE (Datex) #877514	250 cm	

GE (Marquette)

Passend zu: DASH 2000 / 3000 / 4000, Eagle 1000 / 3000, Solar 8000i mit TRAM 400 / 450 / 451 / 800 / 850 / 851

MM15831	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit eckigem Stecker, Original GE #2017008-001 (414873-001)	360 cm	
NIBP-MQ1	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit eckigem Stecker, wie GE #2017008-001 (414873-001)	250 cm	
MM15833	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit eckigem Stecker, Original GE-#2017009-001 (414874-001)	240 cm	
NIBP-MQ2	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit eckigem Stecker, wie GE #2017009-001 (414874-001)	250 cm	

Passend zu: Eagle 4000, Solar mit TRAM-Modul 100 / 200 / 250 / 300 / 350, NiBP-Einzelparametermodul


MM15830	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Coax-Stecker, Original GE #9461-203	360 cm	
NIBP-MQ3	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Coax-Stecker, wie GE #9461-203	250 cm	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabel	Abbildung
-------------	--------------------	-------	-----------



GE (Marquette)

Passend zu: Eagle 4000, Solar mit TRAM-Modul 100 / 200 / 250 / 300 / 350, NiBP-Einzelparametermodul

MM15832	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Coax-Stecker, Original GE #9461-205	240 cm	
NIBP-MQ4	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Coax-Stecker, wie GE #9461-205	250 cm	



Nihon Kohden

Passend zu: BSM-2300 / 4100 / 5100 / 9510 / 9800

S901 S902	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Bajonettverschluss, Original Nihon Kohden #YN-900P Original Nihon Kohden #YN-901P	150 cm 350 cm	
NIBP-NK1	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, mit Bajonettverschluss, wie Nihon Kohden YN-901P	250 cm	
S904 S905	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Konussteckverbindung, Original Nihon Kohden #YN-920P Original Nihon Kohden #YN-921P	150 cm 350 cm	
NIBP-NK2	Verbindungsschlauch, Doppelschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, mit Bajonettverschluss, wie Nihon Kohden #YN-921P	250 cm	

Philips (Agilent / HP)

Passend zu: 78352 A/C, 78354 A/C, C3: 862474 / 862478, M1008 A/B, M1350 B/C, M2636 A/B/C, M2702 A, M2703 A, M3000 A, M3001 A, M3535 A, M3536A (HeartStart MRx)

M1598B M1599B	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, Original Philips #M1598 B Original Philips #M1599 B	150 cm 300 cm	
NIBP-HP1	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, wie Philips #M1599 B	250 cm	


Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

NiBP-Zubehör**Verbindungsschläuche**

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabel	Abbildung
-------------	--------------------	-------	-----------

Philips (Agilent / HP)

Passend zu: 78352 A/C, 78354 A/C, M1008 A/B, M3000 A, M3001 A

M1596B M1597B	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten, Original Philips #M1596 B Original Philips #M1597 B	150 cm 300 cm	
NIBP-HP2	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Neonaten wie Philips #M1597 B	250 cm	

Passend zu: A1: M3921 A – M3924 A, A3: M3926 A – M3929 A, C1: 863051 - 863054

NIBP-HP3	Verbindungsschlauch, für alle Einmal- und wieder verwendbaren Blutdruckmanschetten, für Erwachsene und Kinder, wie Philips #M3918 A	250 cm	
----------	---	--------	--

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten