

# Inhaltsverzeichnis



## Langzeit-EKG


<b>LANGZEIT-EKG.....</b>	<b>2</b>
<b>Kabelsysteme .....</b>	<b>2</b>
Biodata .....	2
Biosensor .....	2
Cust. med .....	2
Datrix .....	2
ELA-Medical.....	2
GE (Danica Biomedical).....	3
GE (Getemed).....	3
GE (Marquette).....	3
Medset.....	4
Rozinn .....	5
Schiller Medilog (Oxford Instruments).....	5
Schiller.....	5
Siemens .....	6
Spacelabs (Reynolds).....	6
<b>Adapterleitungen.....</b>	<b>7</b>
Spacelabs (Reynolds).....	7
Adapterleitungen mit Druckknöpfen .....	7
Adapterleitungen mit Klammern.....	8

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------


**Biodata**

Kompatibel zu Geräten: Biodata (Rozinn)

1-5-H17	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, weiß, grün, schwarz, gelb	
---------	--	---


**Biosensor**

Kompatibel zu Geräten: MN 1005, Systec


1-5-BS	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot	
--------	--	---

**Cust. med**

Kompatibel zu Geräten: Terra 100 / 500 (2. Generation)


1-5-CU2	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot	
---------	--	--

Kompatibel zu Geräten: Cust. Flash 200 / 220 (3. Generation)

1-5-CU3	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot	
---------	--	---


**Datrix**

Kompatibel zu Geräten: Digital-Recorder DR 512, XR 300 D, FC Recorder, ACS 9000-Recorder

1-6-DA5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß	
1-6-DA7	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, blau, orange	

**ELA-Medical**

Kompatibel zu Geräten: Syneflash, Synesis

ELA-5 ELA-5 FL	5-adriges Komplettkabel zu <b>Synesis, Original ELA-Medical #XRC 001</b> <b>Syneflash, Original ELA-Medical #XRC 007</b> Mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, weiß, schwarz	
-------------------	---	---

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

# Langzeit-EKG

## Kabelsysteme



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------

### GE (Danica Biomedical)

Kompatibel zu Geräten: TELEGUARD-Sendertyp 33xx

2-5-TD	5-adriges Komplettkabel, mit Klammern, 30 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, gelb, weiß, schwarz, <b>wie GE #2012046-002</b>	
--------	--	--

### GE (Getemed)


Kompatibel zu Geräten: CMS 2000, CMS 3000, Cardio MEM

1-5-G17	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 120 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>wie GE #2014606-040</b>	
2014606-041	7-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 210 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, schwarz, weiß, braun, blau, orange, <b>Original GE #2014606-041</b>	
15-5-G17	5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>wie GE-#2014606-043</b>	
15-7-GT	7-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 150 cm lang, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, schwarz, weiß, braun, blau, orange, <b>Original GE-#2014606-044</b>	

**Druckknopfeinzelleitungen zu den Zwischenkabeln finden Sie auf Seite 5.7!**

### GE (Marquette)

Kompatibel zu Geräten: 8000 / 8200 / 8500, SEER



1-5-R25	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß	
---------	---	---

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------



**GE (Marquette)**

Kompatibel zu Geräten: 8000 / 8200 / 8500, SEER

15-5-R25	5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, wie <b>GE #409106-001</b> und <b>GE #409106-003</b>	
15-7-R25 3K	7-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>Original GE #409106-002</b>	

**Druckknopfzelleitungen zu den Zwischenkabeln finden Sie auf Seite 5.7!**

Kompatibel zu Geräten: SEER MC



419598-005	5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 98 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>Original GE #419598-005</b>	
419598-007	7-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 98 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>Original GE #419598-007</b>	

Kompatibel zu Geräten: SEER Light

2008594-003	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>Original GE #2008594-003</b>	
2008594-004	7-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: rot, grün, schwarz, weiß, braun, blau, orange, <b>Original GE #2008594-004</b>	

**Medset**

Kompatibel zu Geräten: Cardiolight, Cardiotest 90000

1-5-MED5	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot, <b>gerader Stecker</b>	
1-5-MED7	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot, <b>abgewinkelter Stecker</b>	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

# Langzeit-EKG

## Kabelsysteme



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------

### Medset

Kompatibel zu Geräten: Smart Recorder

1-2-MED8	<p>Einzelleitung, Doppeldruckknopfanschluss bei den Farben blau, grün und gelb, einfacher Druckknopfanschluss bei der Farbe schwarz <b>bei Bestellung bitte Farbe angeben!</b></p>	
----------	--	--

### Rozinn

Kompatibel zu Geräten: Modell 151

1-5-R25	<p>5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß</p>	
15-5-R25	<p>5-adriges Zwischenkabel mit DIN-Weiche, 80 cm lang, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>wie GE #409106-001 und GE #409106-003</b></p>	

**Druckknopfzelleitungen zu den Zwischenkabeln finden Sie auf Seite 5.7!**

### Schiller Medilog (Oxford Instruments)

Kompatibel zu Geräten: Medilog FD-3 / FD-4, MR 45 / 45-3 / 60 / 63

1-6-OX5	<p>5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>Original Schiller #244087 (Oxford #19365)</b></p>	
---------	--	--

Kompatibel zu Geräten: Medilog AR-4 / AR-12

1-5-OX-AR4	<p>5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, 260 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, weiß, schwarz, braun, grün, <b>wie Schiller #244072 (Oxford #051K001-F)</b></p>	
1-5-OX-AR	<p>5-adriges Kompakteingangskabel, mit Druckknöpfen, <b>Original Schiller #516002 (Oxford #051K009)</b></p>	

### Schiller

Kompatibel zu Geräten: MT-100

1-5-MT	<p>5-adriges Komplettkabel zu mit Druckknöpfen, 40 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, <b>wie Schiller #145301 (2.400.092)</b></p>	
--------	---	--

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------

### Schiller

Kompatibel zu Geräten: MT-100


1-7-MT	7-adriges Komplettkabel zu mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, blau, orange, <b>Original Schiller #145321</b>	
--------	---	--

Kompatibel zu Geräten: MT-101

1-4-MT	4-adriges Komplettkabel zu mit Druckknöpfen, 100 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, weiß, grün, <b>wie Schiller #145603</b>	
1-6-MT	6-adriges Komplettkabel zu mit Druckknöpfen, geschirmt, farblich codiert: gelb, orange, rot, blau, grün, weiß, <b>wie Schiller #145601</b>	



### Siemens

Kompatibel zu Geräten: Siestole

1-5-S16	5-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: gelb, schwarz, grün, weiß, rot, <b>wie Siemens #60 87 030</b>	
---------	---	---

### Spacelabs (Reynolds)

Kompatibel zu Geräten: Band-Recorder Sherpa 2/3, Tracker 2/3

1-3-RS28	3-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, <b>wie Spacelabs (Reynolds) #51130</b>	
1-4-RE24	4-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, 80 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: weiß, grün, schwarz, rot, <b>wie Spacelabs (Reynolds) #51134</b>	

Kompatibel zu Geräten: Lifecard CF

1-3-CF	3-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen und Gerätedeckel, 20 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, <b>wie Spacelabs (Reynolds) #46-0480 (51800)</b>	
1-3-CF/C	3-adriges Komplettkabel, mit Druckknöpfen, Gerätedeckel und <b>Gürtelclipp</b> , 20 cm Stammkabellänge, 60 cm Leitungslänge, geschirmt, farblich codiert: rot, gelb, grün, <b>wie Spacelabs (Reynolds) #46-0418 (51805)</b>	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

# Langzeit-EKG

## Adapterleitungen



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------

### Spacelabs (Reynolds)

Kompatibel zu Geräten: Lifecard 2/3

1-60-S3	3-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, <b>wie Spacelabs (Reynolds) #51615</b>	
2-60-S3	3-adriger Satz Klammer-Adapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, <b>wie Spacelabs #012-0325-00</b>	
1-100-S3	3-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, <b>wie Spacelabs (Reynolds) #51615</b>	
2-100-S3	3-adriger Satz Klammer-Adapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, 100 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: grün, rot, gelb, <b>wie Spacelabs #012-0325-01</b>	

### Adapterleitungen mit Druckknöpfen

Kompatibel zu: Allen Kabeln und Gerätebuchsen mit 1,5 mm DIN-Buchse

1-45-S1,5 1-6-S1,5 1-100-S1,5	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß 45 cm lang 60 cm lang 100 cm lang	
1-45-S7 1-6-S7 1-100-S7	7-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß, orange, blau 45 cm lang 60 cm lang 100 cm lang	
1-45-1,5 1-6-1,5 1-100-1,5	Druckknopfadapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: schwarz, braun, grün, rot, weiß, orange, blau, gelb, <b>bei Bestellung bitte Farbe angeben!</b> 45 cm lang 60 cm lang 100 cm lang	

**Bei den hier aufgeführten Längen handelt es sich um Standardlängen.  
Jede andere Wunschlänge ist lieferbar.**

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------

### Adapterleitungen mit Druckknöpfen

Kompatibel zu: Allen Kabeln und Gerätebuchsen mit 2 mm – Buchse

1-6-2	5-adriger Satz Druckknopfadapterleitungen, 2 mm – Stecker, 60 cm lang, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß	
1-6-2 + Farbe	Druckknopfadapterleitung, 2 mm – Stecker, 60 cm lang, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: schwarz, braun, grün, rot, weiß, orange, blau, gelb, <b>bei Bestellung bitte Farbe angeben!</b>	

### Adapterleitungen mit Klammern

Kompatibel zu: Allen Kabeln und Gerätebuchsen mit 1,5 mm DIN-Buchse

2-6-S1,5 2-100-S1,5	5-adriger Satz Klammer-Adapterleitungen, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, farblich codiert: schwarz, braun, grün, rot, weiß 60 cm lang 100 cm lang	
2-6-1,5 2-100-1,5	Klammer-Adapterleitung, 1,5 mm Sicherheitsstecker nach DIN 42802, ungeschirmt, in folgenden Farben lieferbar: schwarz, braun, grün, rot, weiß, orange, blau, gelb, <b>bei Bestellung bitte Farbe angeben!</b> 60 cm lang 100 cm lang	

**Bei den hier aufgeführten Längen handelt es sich um Standardlängen.  
Jede andere Wunschlänge ist lieferbar.**