

Inhaltsverzeichnis



EKG-Zubehör

EKG-ZUBEHÖR.....	2
10-adrige EKG-Kabel.....	2
Röntgenfähige Einzelleitungen.....	5
Potential-Ausgleichskabel.....	5
Ersatzleitungen für 10-adrige EKG-Kabel	6
mit 4 mm - Bananenstecker	6
mit Klammer	6
10-adrige EKG-Kabel GE (Hellige)	7
Zubehör für Sauganlagen.....	9
GE (Hellige) Elektroden-Applikationssystem KISS.....	9
Ohlenschläger Cardio-Vac	10
Strässle EKG-Vakuumanlage	11
Platten-, Klammer- & Dauerelektroden.....	12
Kleberinge.....	13
Adapter.....	13
Gummigurte & Saugelektroden	14

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten





Folgende Kabelvarianten finden Sie auf den nächsten Seiten, geordnet nach Herstellern:**- 10-adrige Kabel mit austauschbaren Einzelleitungen**

- Stammkabellänge: 200 cm
- 10 Einzelleitungen, farblich codiert, davon
 - 4 x Extremitätenableitungen 110 cm lang (Sonderlänge auf Anfrage möglich!)
 - 6 x Brustwandableitungen 75 cm lang (Sonderlänge auf Anfrage möglich!)
- standardmäßig 4 mm – Bananensteckern (Klammern oder Druckknöpfe möglich)

**- 10-adrige Kabel mit vergossener Weiche (nicht austauschbaren Einzelleitungen)**

- Stammkabellänge: 200 cm
- 10 Einzelleitungen, farblich codiert, davon
 - 4 x Extremitätenableitungen 110 cm lang (Sonderlänge auf Anfrage möglich!)
 - 6 x Brustwandableitungen 70 cm lang (Sonderlänge auf Anfrage möglich!)
- standardmäßig 4 mm – Bananensteckern oder Klammern (Druckknöpfe möglich)



Hersteller	Gerätetyp	Stecker	Artikelnummer		
			Steckbar mit 4 mm – Bananensteckern	Fest vergossen mit 4 mm – Bananensteckern	Fest vergossen mit Klammern
Avionics (Del Mar)	910 / 920 / 930 / 940 / 942 / 950 / 960 / 970 / 980		G300	G300/10	G300/12
Bosch	501 A / NV, 503 / 503 B / D / NV / V, 506 / 506 D, 601		G400	G400/10	-
Bosch	603 D / ER / S, 606		G100	G100/10	G100/12
Burdick	E 350, E 550, E 560, EK 10, ELITE, ELITE II		G400	G400/10	-
Cambridge	CM 6000 / 6400		G100	G100/10	G100/12
Cambridge	SC 1000, VS 6		G400	G400/10	-
Cardioline	Delta 1 / 3 / 300 / 360, E1, E1R, E3		G400	G400/10	-
Cardioline	Delta 1+ / 3+ / 30+ / 30D / 60+		-	G400.2/10	-
Cardionics	alle Modelle		G400	G400/10	-

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

EKG-Zubehör**10-adrige EKG-Kabel**

Hersteller	Gerätetyp	Stecker	Artikelnummer		
			Steckbar mit 4 mm – Ba-nanensteckern	Fest vergossen mit 4 mm – Ba-nanensteckern	Fest vergossen mit Klammern
DEGO	Cardiomed 3		G100	G100/10	G100/12
Ergoline	Autoruler, Autoscript 6 / 12, Cardiette, EK 3003 / 3012, Ergoline		G300	G300/10	G300/12
Esaote Bio-medica	EKG P80		G300	G300/10	G300/12
Fidelity	LP 3000		G300	G300/10	G300/12
Fukuda Den-shi	Alpha 500 / 600, FCP 2201		G400	G400/10	-
Fukuda Denshi	Autocardiner, Cardimax FX-2111 / 3010 / 4010, FCP-2155		G200	G200/10	-
Fukuda M-E	Cardisunny alpha 1000, Cardisunny alpha 6000A / 6600AX		G400	G400/10	-
GE (Hellige)	CardioSmart, CardioSoft, CardioSys, EK 36 / 41 / 43 / 53 / 56 / 403 / 413 / 512 / 512E / 512P, Microlab		G100 (siehe auch Seite 6.7!)	G100/10	G100/12
GE (Hellige)	Corina, EK 51		G400	G400/10	-
GE (Hellige)	EK 53		G300	G300/10	G300/12
GE (Hellige)	MAC 500 / 1100 / 1200 / 1200 ST, Microsmart		siehe Seite 6.8!	G600/10	-
Innomed	Heart Mirror (3-Kanal)		G300	G300/10	G300/12
Nihon Kohden	ECG-8110 / 8240 / 8270 / 8350 / 8370 / 84xx / 882x / 883x / 9010 / 9020 / 9022 / 9110 / 9130 / 9132 / 9620 / PEA-1110		-	K081	K082-
Philips (HP)	Pagewriter 200, M1770 A / M1771 A / M1772 A, hellgrau		-	M3703C	-

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten



Hersteller	Gerätetyp	Stecker	Artikelnummer		
			Steckbar mit 4 mm – Ba-nanensteckern	Fest vergossen mit 4 mm – Ba-nanensteckern	Fest vergossen mit Klammern
Polymed	Alpha 600 / 800		G400	G400/10	-
Schiller	AT 3 / 5 / 6 / 10 / 60 / 101 / 102 / 104 / 110, PT 160, CS-6 / -6/12 / -100 / -200		G300	G300/10	G300/12
Schiller	AT 1 / 2 / 2+ / 4 (es werden lange Schrauben benötigt)		-	G300/10 + Schrauben	G300/12 + Schrauben
Schwarzer	Cardos 6		G100	G100/10	G100/12
Schwarzer	Cardos 12 / Light, CU 12		G300	G300/10	G300/12
Schwarzer	VS 6		G400	G400/10	-
SECA	3000		G400	G400/10	-
Siemens	Cardiostat 1 / 3T / 703 / 710, Cardina C, Cardirex 3T / 4 / 6T / 62, Cathcor, Megacard Elema A/B, R, R/E, Mingocard 3 / 4 / 7, Mingodoc, Mingograph 4 / 62 / 81 / 82 / 740, Mingolog 7, Mingophon 3 / 7 / 310 / 410 / 420 / 710 / 720, Miracard 1, Sierag, Sirecard 440 / 440S / 460 / 460S / 740 / 803, Sirecust 701		G100	G100/10	G100/12
Siemens	Cardiostat 31 / 31S		G200	G200/10	-
Spacelabs (Reynolds)	Cardiotrack 12		G300	G300/10	G300/12
Trentina	Alle Excel-Typen		G300	G300/10	G300/12
von Berg (Hörmann)	Bioset 3500 / 3600 / 3700 / 6000 / 8000		G100	G100/10	G100/12
von Berg (Hörmann)	Bioset 9000		G300	G300/10	G300/12

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten




EKG-Zubehör

10-adrige EKG-Kabel



Hersteller	Gerätetyp	Stecker	Artikelnummer		
			Steckbar mit 4 mm – Bananensteckern	Fest vergossen mit 4 mm – Bananensteckern	Fest vergossen mit Klammern
Welch Allyn	Cardio Perfect		G100	G100/10	G100/12
Zimmer	Cardio 1		G100	G100/10	G100/12

Röntgenfähige Einzelleitungen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
G12R-2M	Röntgentranslucente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und Doppelsteckeranschluss für 10-adriges Stammkabel, 200 cm lang, ohne Widerstand - Restposten -	
RTBG-3605	Röntgentranslucente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und 4 mm – Bananensteckerkupplung, 90 cm lang, ohne Widerstand	
RTBG-3605-M	Röntgentranslucente Karbon-Ersatzleitung, mit Klammer und 4 mm – Bananensteckerkupplung, 90 cm lang, ohne Widerstand	

Potential-Ausgleichskabel



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
E6-4-6	Potential-Ausgleichskabel in gewünschter Länge (bis zu 5 m)	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten



Ableitungen passend zu den steckbaren Kabeln auf den Seiten 6.2 – 6.5

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
-------------	--------------------	-----------

mit 4 mm - Bananenstecker

G10E G30E	Ersatzleitung zur Extremitätenableitung, 110 cm lang, mit 4 farbigen Codierringen: 4,7 k Ω Widerstand 10,0 k Ω Widerstand	
G10B G30B	Ersatzleitung zur Brustwandableitung, 75 cm lang, mit 6 farbigen Codierringen: 4,7 k Ω Widerstand 10,0 k Ω Widerstand	
G10 G30	10-adriger Satz Patientenleitungen, 4 x Extremitätenableitungen (130 cm lang), 6 x Brustwandableitungen (70 cm lang), mit 10 farbigen Codierringen: 4,7 k Ω Widerstand 10,0 k Ω Widerstand	

mit Klammer

G12E-R G12E-L G12E-F G12E-N G32E-R G32E-L G32E-F G32E-N	Ersatzleitung zur Extremitätenableitung, 110 cm lang: 4,7 k Ω Widerstand, R = rot 4,7 k Ω Widerstand, L = gelb 4,7 k Ω Widerstand, F = grün 4,7 k Ω Widerstand, N = schwarz 10,0 k Ω Widerstand, R = rot 10,0 k Ω Widerstand, L = gelb 10,0 k Ω Widerstand, F = grün 10,0 k Ω Widerstand, N = schwarz	
G12E-10 G32E-10	4-adriger Satz Patientenleitungen, 4 x Extremitätenableitung R, L, F, N, 110 cm lang: 4,7 k Ω Widerstand 10,0 k Ω Widerstand	
G12B-C1 G12B-C2 G12B-C3 G12B-C4 G12B-C5 G12B-C6 G32B-C1 G32B-C2 G32B-C3 G32B-C4 G32B-C5 G32B-C6	Ersatzleitung zur Brustwandableitung, 75 cm lang: 4,7 k Ω Widerstand, C1 = rot 4,7 k Ω Widerstand, C2 = gelb 4,7 k Ω Widerstand, C3 = grün 4,7 k Ω Widerstand, C4 = braun 4,7 k Ω Widerstand, C5 = schwarz 4,7 k Ω Widerstand, C6 = lila 10,0 k Ω Widerstand, C1 = rot 10,0 k Ω Widerstand, C2 = gelb 10,0 k Ω Widerstand, C3 = grün 10,0 k Ω Widerstand, C4 = braun 10,0 k Ω Widerstand, C5 = schwarz 10,0 k Ω Widerstand, C6 = lila	
G12B-10 G32B-10	6-adriger Satz Patientenleitungen, 6 x Brustwandableitung C1 – C6, 75 cm lang: 4,7 k Ω Widerstand 10,0 k Ω Widerstand	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

EKG-Zubehör

10-adrige EKG-Kabel GE (Hellige)



Passend zu folgenden Geräten:

CardioSmart, CardioSoft, CardioSys,
EK 36 / 41 / 43 / 53 / 56 / 403 / 413 / 512 / 512E / 512P,
Microlab



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
GW100-0	10-adriges EKG-Stammkabel, GE MultiLink-Stecksystem, 10 k Ω Widerstand, Original GE (Hellige) #223 418 01	
GW10	10-adriger Satz Patientenleitungen, GE MultiLink-Stecksystem, mit 4 mm – Bananensteckern, 4 x Extremitätenableitungen (130 cm lang), 6 x Brustwandableitungen (70 cm lang), farblich codiert, ohne Widerstand, Original GE (Hellige) #384 018 16	
H018	10-adriger Satz Patientenleitungen, GE MultiLink-Stecksystem, mit Klammern, 4 x Extremitätenableitungen (130 cm lang), 6 x Brustwandableitungen (70 cm lang), farblich codiert, ohne Widerstand, Original GE (Hellige) #384 018 08	

Extremitätenableitungen mit 4 mm - Bananenstecker, Original GE MultiLink-Stecksystem, 130 cm lang

GW10-R	Ableitung für den rechten Arm, ROT	2020559-001
GW10-L	Ableitung für den linken Arm, GELB	2020559-002
GW10-F	Ableitung für das linke Bein, GRÜN	2020559-003
GW10-N	Ableitung für das rechte Bein, SCHWARZ	2020559-004

Brustwandableitungen mit 4 mm – Bananenstecker, Original GE MultiLink-Stecksystem, 70 cm lang

GW10-C1	C1-Ableitung, ROT	2020559-005
GW10-C2	C2-Ableitung, GELB	2020559-006
GW10-C3	C3-Ableitung, GRÜN	2020559-007
GW10-C4	C4-Ableitung, BRAUN	2020559-008
GW10-C5	C5-Ableitung, SCHWARZ	2020559-009
GW10-C6	C6-Ableitung, LILA	2020559-010

ACHTUNG, bitte beachten: Alle Einzelleitungen haben 0 kOhm Widerstand.

10-adrige EKG-Kabel GE (Hellige)**Passend zu folgenden Geräten:**

MicroSmart, MAC 500 / 1100 / 1200 / 1200 ST



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
GW600-0	10-adriges EKG-Stammkabel, GE MultiLink-Stecksystem, 10 k Ω Widerstand, Original GE (Hellige) #223 418 08	
GW10	10-adriger Satz Patientenleitungen, GE MultiLink-Stecksystem, mit 4 mm – Bananensteckern, 4 x Extremitätenableitungen (130 cm lang), 6 x Brustwandableitungen (70 cm lang), farblich codiert, ohne Widerstand, Original GE (Hellige) #384 018 16	
H018	10-adriger Satz Patientenleitungen, GE MultiLink-Stecksystem, mit Klammern, 4 x Extremitätenableitungen (130 cm lang), 6 x Brustwandableitungen (70 cm lang), farblich codiert, ohne Widerstand, Original GE (Hellige) #384 018 08	

**Extremitätenableitungen mit 4 mm - Bananenstecker,
Original GE MultiLink-Stecksystem, 130 cm lang**

GW10-R	Ableitung für den rechten Arm, ROT	2020559-001
GW10-L	Ableitung für den linken Arm, GELB	2020559-002
GW10-F	Ableitung für das linke Bein, GRÜN	2020559-003
GW10-N	Ableitung für das rechte Bein, SCHWARZ	2020559-004

**Brustwandableitungen mit 4 mm – Bananenstecker,
Original GE MultiLink-Stecksystem, 70 cm lang**

GW10-C1	C1-Ableitung, ROT	2020559-005
GW10-C2	C2-Ableitung, GELB	2020559-006
GW10-C3	C3-Ableitung, GRÜN	2020559-007
GW10-C4	C4-Ableitung, BRAUN	2020559-008
GW10-C5	C5-Ableitung, SCHWARZ	2020559-009
GW10-C6	C6-Ableitung, LILA	2020559-010

ACHTUNG, bitte beachten: Alle Einzelleitungen haben 0 kOhm Widerstand.

EKG-Zubehör

Zubehör für Sauganlagen



GE (Hellige) Elektroden-Applikationssystem KISS

Passend zu folgenden Geräten:

CardioSoft, CardioSys, CASE,
MAC 500 / 1200 / 1200 ST / 5000 / 5000 ST




Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
303 443 73 303 443 72 303 443 71 303 443 74 303 443 65 303 443 66 303 443 67 303 443 68 303 443 69 303 443 70	Steckbare Elektrodenleitung für KISS-Sauganlage, ohne Saugelektrode (Saugdom): Leitung R = rot, Original GE #303 443 73 Leitung L = gelb, Original GE #303 443 72 Leitung F = grün, Original GE #303 443 71 Leitung N = schwarz, Original GE #303 443 74 Leitung C1 = rot, Original GE-Nr. 303 443 65 Leitung C2 = gelb, Original GE #303 443 66 Leitung C3 = grün, Original GE #303 443 67 Leitung C4 = braun, Original GE #303 443 68 Leitung C5 = schwarz, Original GE #303 443 69 Leitung C6 = lila, Original GE-#303 443 70	
384 015 90	10-adriger Satz Elektrodenleitungen für KISS-Sauganlage, 4 x Extremitätenableitungen (R, L, F, N), 6 x Brustwandableitungen (C1 – C6), farblich codiert, Original GE #384 015 90	
H328	Saugelektrode mit Saugball für KISS-Sauganlage, universell für jede Ableitung einsetzbar, Original GE #217 328 01	
303 444 21	Klammeradapter zum Anschluss von Einmalelektroden an die KISS-Sauganlage, Original GE #303 444 21	
H047	Filterscheiben für KISS-Sauganlage, VPE: 100 Stück / Pack, Original GE #932 047 75	


Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Ohlenschläger Cardio-Vac

Passend zu folgenden Geräten:

Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC / PC plus



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
G01/93-R G01/93-L G01/93-F G01/93-N G01/93-C1 G01/93-C2 G01/93-C3 G01/93-C4 G01/93-C5 G01/93-C6	Steckbare Elektrodenleitung für Cardio-Vac Modell '93, mit goldenem Cinchstecker und Elektrode: Leitung R = rot, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung L = gelb, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung F = grün, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung N = schwarz, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung C1 = rot, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung C2 = gelb, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung C3 = grün, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung C4 = braun, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung C5 = schwarz, Original Ohlenschläger #01/93 Leitung C6 = lila, Original Ohlenschläger #01/93	
G02/93	10-adrigger Satz Elektrodenleitungen für Cardio-Vac Modell '93, mit goldenem Cinchstecker, komplett mit Elektroden, 4 x Extremitätenableitungen (R, L, F, N), 6 x Brustwandableitungen, (C1 – C6), farblich codiert, Original Ohlenschläger #02/93	
G15/93	Steckbare Elektrodenleitung für Cardio-Vac Modell '93, mit goldenem Cinchstecker, ohne Elektrode, Original Ohlenschläger #15/93	
G14/93	Steckbare Elektrode, komplett mit Saugnapf für Cardio-Vac, Modell '93, Original Ohlenschläger #14/93 , lieferbar in folgenden Farben: R, N, L, F, C1 – C6 bei Bestellung bitte Farbe angeben!	
G01/98-R G01/98-L G01/98-F G01/98-N G01/98-C1 G01/98-C2 G01/98-C3 G01/98-C4 G01/98-C5 G01/98-C6	Steckbare Elektrodenleitung für Cardio-Vac Modell '98, mit Kunststoffstecker und Elektrode: Leitung R = rot, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung L = gelb, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung F = grün, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung N = schwarz, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung C1 = rot, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung C2 = gelb, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung C3 = grün, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung C4 = braun, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung C5 = schwarz, Original Ohlenschläger #01/98 Leitung C6 = lila, Original Ohlenschläger #01/98	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

EKG-Zubehör


Zubehör für Sauganlagen




Ohlenschläger Cardio-Vac

Passend zu folgenden Geräten:

Vacuboy, Vacucar, Vacucar mobil, Vacucar PC / PC plus






Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
G02/98	10-adriger Satz Elektrodenleitungen für Cardio-Vac Modell '98, mit Kunststoffstecker, komplett mit Elektroden, 4 x Extremitätenableitungen (R, L, F, N), 6 x Brustwandableitungen, (C1 – C6), farblich codiert, Original Ohlenschläger #02/98	
G15/98	Steckbare Elektrodenleitung für Cardio-Vac Modell '98, mit Kunststoffstecker, ohne Elektrode, Original Ohlenschläger #15/98	
G14/98	Steckbare Elektrode, komplett mit Saugnapf für Cardio-Vac, Modell '98, Original Ohlenschläger #14/98 , lieferbar in folgenden Farben: R, N, L, F, C1 – C6 bei Bestellung bitte Farbe angeben!	

Strässle EKG-Vakuumanlage








Passend zu folgenden Geräten:

DT-100



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
G-DT002 G-DT004	Elektrodenleitung mit Elektrode (AG/AgCl) für DT 100, 100 cm lang, Original Strässle #4000-002 130 cm lang, Original Strässle #4000-004	
G-DT001 G-DT003	10-adriger Satz Elektrodenleitungen mit Elektroden für DT 100, 4 x Extremitätenableitungen (R, L, F, N), 6 x Brustwandableitungen (C1 – C6), 100 cm lang, Original Strässle #4000-001 130 cm lang, Original Strässle #4000-003	
G-DT159	10-adriger Satz Codierscheiben für DT 100, Original Strässle #2000-159	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten





Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
S509	Plattenelektrode, 30 mm Ø, 4 mm – Bananensteckeranschluss, doppelt versilbert (anlaufgeschützt), wie Siemens #72 69 509	
G901	Plattenelektrode, 31,5 x 22 mm, 4 mm – Bananensteckeranschluss, Silber (Ag/AgCl)	
G502	Extremitätenklammerelektrode, 4 mm – Bananensteckeranschluss, für Erwachsene , Ag/AgCl, farblich codiert: rot, grün, gelb, schwarz, VE: 4 Stück / Satz	
G502-R G502-F G502-L G502-N	Extremitätenklammerelektrode, 4 mm – Bananensteckeranschluss, für Erwachsene , Ag/AgCl, einzeln, rot grün gelb schwarz	
G502 K	Extremitätenklammerelektrode, 4 mm – Bananensteckeranschluss, für Kinder , Ag/AgCl, farblich codiert: rot, grün, gelb, schwarz, VE: 4 Stück / Satz - Restposten -	
G502 B	Extremitätenklammerelektrode, 4 mm – Bananensteckeranschluss, für Erwachsene, Ag/AgCl, farblich codiert: blau , VE: 4 Stück / Satz - Restposten -	
H177	Dauerelektrode für Erwachsene, zur Verwendung mit Kleberingen (4016), 35 mm Ø, 4 mm – Bananensteckeranschluss, 10 cm Zuleitung, wie GE (Hellige) #217 177 09 - Restposten -	
H110	Dauerelektrode für Kinder, zur Verwendung mit Kleberingen (2511), 22 mm Ø, 4 mm – Bananensteckeranschluss, 30 cm Zuleitung, GE (Hellige) #217 110 03	
D-60-1,5	Dauerelektrode, für Erwachsene und Kinder, zur Verwendung mit Kleberingen (4016), 35 mm Ø, 1,5 mm Sicherheitskupplung nach DIN 42802 - Restposten -	

EKG-Zubehör










Kleberinge

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
1305	Doppelseitige Kleberinge, 13 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle	
2008	Doppelseitige Kleberinge, 20 mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle, wie GE (Hellige) #927 224 00	
2295	Doppelseitige Kleberinge, 22 mm Außendurchmesser, 9,5 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle, wie Siemens #23 73 561	
2511	Doppelseitige Kleberinge, 25 mm Außendurchmesser, 11 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle, wie GE (Hellige) #217 123 01	
3010	Doppelseitige Kleberinge, 30 mm Außendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle, wie GE (Hellige) #927 227 72	
30113	Doppelseitige Kleberinge, 30 mm Außendurchmesser, 11,3 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle	
30155	Doppelseitige Kleberinge, 30 mm Außendurchmesser, 15,5 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle, wie Siemens #45 03 959	
4016	Doppelseitige Kleberinge, 40 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser, VE: 500 Stück / Rolle, wie GE (Hellige) #927 223 00	

Adapter

1-4K	Druckknopfadapter mit 4 mm – Bananensteckeranschluss, Farbe: weiß	
2-4K	Klammeradapter mit 4 mm – Bananensteckeranschluss, Farbe: weiß	
1-15-4K	Druckknopfadapter mit 15 cm ungeschirmter Leitung und 4 mm – Bananensteckeranschluss, Standardfarbe: weiß, auch in anderen Farben lieferbar!	
1-15-3K	Druckknopfadapter mit 15 cm ungeschirmter Leitung und 3 mm – Bananensteckeranschluss, Standardfarbe: weiß, auch in anderen Farben lieferbar!	
2-15-4K	Klammeradapter mit 15 cm ungeschirmter Leitung und 4 mm – Bananensteckeranschluss, Standardfarbe: weiß, auch in anderen Farben lieferbar!	
EKG-BK	Multiclipadapter mit 4 mm – Bananensteckeranschluss, Farbe: weiß, zur Verwendung mit Druckknopf- und Tab-Elektroden	
AK10	Krokodilklemme, mit 4 mm – Bananensteckeranschluss, Farbe: grau-rot, zur Verwendung mit Tab-Elektroden	

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abbildung
S793	1 Satz Gummigurte (4 Stück) für Extremitätenableitungen, 45 x 3 cm, 1 Loch- und 1 Schlitzreihe, wie Siemens #22 74 793	
S819	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 3 cm, 1 Lochreihe, wie Siemens #22 74 819	
S371	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 7 cm, 5 Lochreihen, wie Siemens #22 88 371	
S955	Gummigurt für Brustwandableitungen, 135 x 12 cm, 9 Lochreihen	
B100	Befestigungsknopf für Gummigurte, wie Siemens #22 748 01	
J14	Brustwandsaugelektrode mit Gummiglocke, roter Gummiball, 30 mm Außendurchmesser, 27 mm Innendurchmesser, doppelt versilbert (anlaufgeschützt), 4 mm – Bananensteckeranschluss, wie (GE) Hellige #217 144 01	
J17	roter Ersatzball zur Brustwandsaugelektrode J 14	
J29	Brustwandsaugelektrode mit Metallglocke, blauer Gummiball, 24 mm Durchmesser, Ag/AgCl-Sensor, Universalanschluss für 2 mm – 4 mm – Bananensteckeranschluss, VE: 6 Stück / Satz	
J20	blauer Ersatzball zur Brustwandsaugelektrode J 29	
J15	Brustwandsaugelektrode mit Metallglocke, Gummiball, 24 mm Durchmesser, Nickelsensor, Universalanschluss für 2 mm – 4 mm – Bananensteckeranschluss, VE: 6 Stück / Satz	