











Inhaltsverzeichnis



Einmalelektroden

| | |
|---|----------|
| EINMALELEKTRODEN | 2 |
| EKG-Klebelektroden | 2 |
| Schaumstoffträger | 2 |
| Gewebeträger | 3 |
| Vliesträger | 3 |
| TAB-Elektroden | 3 |
| Röntgentranslucent / MRT-geeignet | 3 |
| Blue Sensor | 4 |
| Elektroden speziell zur Langzeitüberwachung | 4 |
| Elektroden speziell zur Kurzzeitüberwachung | 4 |
| Neonatenelektroden | 5 |
| 1,5 mm – Sicherheitskupplung nach DIN 42802 | 5 |
| 4 mm – Bananensteckerkupplung | 6 |
| HF-Neutralelektroden | 7 |
| Erwachsene | 7 |
| Kinder | 7 |
| Verbindungskabel | 7 |
| Produktinformation Defibrillationselektroden | 8 |
| Defibrillationselektroden | 9 |

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Abbildung |
|--------------------------|--|---|
| Schaumstoffträger | | |
| G30-SG | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 30 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 3 Stück / Liner, 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G40-LG | Druckknopfelektrode mit Liquid Gel (Flüssiggel) , 40 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton | |
| G40-SG | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 40 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G45-SG-E | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 45 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G50-LG | Druckknopfelektrode mit Liquid Gel (Flüssiggel) , 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G50-SG | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G55i | Druckknopfelektrode mit Liquid Gel (Flüssiggel) , 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G55i-300 | Druckknopfelektrode mit Liquid Gel (Flüssiggel) , 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 300 Stück / Karton |  |
| G36-SG | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G36-B | Elektrode mit 4 mm – Bananensteckeranschluss, Solid Gel (Festgel) , 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| S61-SG-F | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 57 x 52 mm. Ag/AgCl-Sensor, Kabelfixierung zur Zugentlastung, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |

**Die Elektroden auf dieser Seite können auch in individuellen VEs geliefert werden.
 Bei entsprechenden Abnahmemengen sind Private Label möglich.
 Bei Interesse fragen Sie dieses bitte gesondert an!**



Einmalelektroden

EKG-Klebeelektroden



| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Abbildung |
|-------------|--------------------|-----------|
|-------------|--------------------|-----------|


Gewebeträger

| | | |
|--------|---|---|
| G45-LG | Druckknopfelektrode mit Liquid Gel (Flüssiggel) , 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G45-M | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |








Vliesträger

| | | |
|----------|---|--|
| G55-V-LG | Druckknopfelektrode mit Liquid Gel (Flüssiggel) , 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton | |
| G55-V-SG | Druckknopfelektrode mit Solid Gel (Festgel) , 55 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton | |

TAB-Elektroden

| | | |
|--------|---|--|
| C180-T | Tab-Elektrode, Clear Gel, 23 x 35 mm, zum Anschluss von Krokodilklemmen, VE: 10 Stück / Liner, 100 Stück / Beutel, 2.500 Stück / Karton |  |
|--------|---|--|

Röntgentranslucent / MRT-geeignet



| | | |
|------------|--|---|
| G1680 | Carbon-Druckknopfelektrode mit Neodermräger (Transparentträger), Liquid Gel (Flüssiggel) , 46 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 600 Stück / Karton |  |
| G2100-100 | Carbon-Druckknopfelektrode mit Schaumstoffträger, Solid Gel (Festgel) , 22 x 46 mm, Ag/AgCl-Sensor, VE: 100 Stück / Beutel, 1.000 Stück / Karton |  |
| G45-SG-E-R | Carbon-Druckknopfelektrode mit blauem Schaumstoffträger, Solid Gel (Festgel) , 45 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G50-SG-R | Carbon-Druckknopfelektrode mit Schaumstoffträger, Solid Gel (Festgel) , 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G36-SG-R | Carbon-Druckknopfelektrode mit Schaumstoffträger, Solid Gel (Festgel) , 36 x 51 mm, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G45-M-R | Carbon-Druckknopfelektrode mit Gewebeträger, Solid Gel (Festgel) , 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |
| G55-V-SG-R | Carbon-Druckknopfelektrode mit Vliesträger, Solid Gel (Festgel) , 50 mm Ø, Ag/AgCl-Sensor, VE: 30 Stück / Beutel, 1.200 Stück / Karton |  |

**Die Elektroden auf dieser Seite können auch in individuellen VEs geliefert werden.
Bei entsprechenden Abnahmemengen sind Private Label möglich.
Bei Interesse fragen Sie dieses bitte gesondert an!**




Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Abbildung |
|-------------|--------------------|-----------|
|-------------|--------------------|-----------|

Elektroden speziell zur Langzeitüberwachung

| | | |
|---------|--|---|
| L-00-S | Dezentrale Druckknopfelektrode mit Microporeträger, 55 mm Ø, VE: 25 Stück / Beutel, 500 Stück / Karton, 1.000 Stück / Umkarton |  |
| VL-00-S | Dezentrale Druckknopfelektrode mit Microporeträger, 68 mm Ø, VE: 25 Stück / Beutel, 500 Stück / Karton, 1.000 Stück / Umkarton |  |

Elektroden speziell zur Kurzzeitüberwachung

| | | |
|--------|--|--|
| P-00-S | Dezentrale Druckknopfelektrode mit Schaumstoffträger, 34 mm Ø, VE: 50 Stück / Beutel, 1.000 Stück / Karton, 2.000 Stück / Umkarton |  |
| M-00-S | Dezentrale Druckknopfelektrode mit Polymerträger, 34 mm Ø, VE: 50 Stück / Beutel, 1.000 Stück / Karton, 2.000 Stück / Umkarton |  |
| Q-00-S | Dezentrale Druckknopfelektrode mit Polymerträger, 40 mm Ø, VE: 25 Stück / Beutel, 500 Stück / Karton, 1.000 Stück / Umkarton |  |

Alle Elektroden sind auch mit 3 mm – und 4 mm – Bananenstecker lieferbar!

Weitere Blue Sensor Elektroden auf Anfrage lieferbar!

Einmalelektroden

Neonatenelektroden






| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Abbildung |
|---|--|-----------|
| 60 cm lange integrierte Zuleitung, 1,5 mm – Sicherheitskupplung nach DIN 42802 | | |
| G20KL-M | Schaumstoffträger, Clear Gel, 20 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 3 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G22KL | Microporeträger, Clear Gel, 22 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G26KL | Microporeträger, Clear Gel, 22 x 28 mm Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| 4203 | „Kittycat“, Schaumstoffträger, Clear Gel, 22 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 3 Stück / Beutel, 75 Stück / Karton, 300 Stück / Umkarton | |
| G32KL | Microporeträger, Clear Gel, 30 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G32KL-K | Microporeträger, Karaya Gel, 30 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G32K | Microporeträger, ungeliert, 30 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G42KL | Microporeträger, Clear Gel, 45 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G42K | Microporeträger, ungeliert, 45 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |

**Die Elektroden auf dieser Seite können auch mit individuellen Kabellängen angefertigt werden.
Bei Interesse fragen Sie dieses bitte gesondert an!**

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Abbildung |
|-------------|--------------------|-----------|
|-------------|--------------------|-----------|

60 cm lange integrierte Zuleitung, 4 mm – Bananensteckerkupplung




| | | |
|---------|---|---|
| G24KL | Microporeträger, Clear Gel, 22 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G14KL | Microporeträger, Clear Gel, 22 x 28 mm Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton |  |
| G28KL | Schaumstoffträger, Clear Gel, 22 x 28 mm Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (farblich codiert: rot, schwarz, gelb), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G34KL | Microporeträger, Clear Gel, 30 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton |  |
| G34KL-K | Microporeträger, Karaya Gel, 30 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G34K | Microporeträger, ungeliert, 30 mm Ø Klebefläche, Ag/AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G44KL | Microporeträger, Clear Gel, 45 mm Ø Klebefläche, Ag / AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton | |
| G44K | Microporeträger, ungeliert, 45 mm Ø Klebefläche, Ag / AgCl-Sensor, 3 Stück / Liner (Farbe: weiß), VE: 15 Stück / Beutel, 120 Stück / Karton |  |

**Die Elektroden auf dieser Seite können auch mit individuellen Kabellängen angefertigt werden.
Bei Interesse fragen Sie dieses bitte gesondert an!**



Einmalektroden**HF-Neutralelektroden**

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Abbildung |
|-------------|--------------------|-----------|
|-------------|--------------------|-----------|




Erwachsene

| | | |
|------|--|---|
| 1201 | Einteilige HF-Neutralelektrode, 216 cm ² Klebefläche, 134 cm ² leitende Fläche, VE: 5 Stück / Beutel, 50 Stück / Karton, 600 Stück / Umkarton |  |
| 1211 | Zweiteilige HF-Neutralelektrode, längsgeteilt, 210 cm ² Klebefläche, 127 cm ² leitende Fläche, VE: 5 Stück / Beutel, 50 Stück / Karton, 600 Stück / Umkarton |  |
| 1213 | Zweiteilige HF-Neutralelektrode, quergeteilt, 232 cm ² Klebefläche, 169 cm ² leitende Fläche, VE: 5 Stück / Beutel, 50 Stück / Karton, 600 Stück / Umkarton |  |

Kinder

| | | |
|------|---|---|
| 1202 | Einteilige HF-Neutralelektrode, 115 cm ² Klebefläche, 72 cm ² leitende Fläche, VE: 5 Stück / Beutel, 50 Stück / Karton, 600 Stück / Umkarton |  |
| 1222 | Zweiteilige HF-Neutralelektrode, längsgeteilt, 124 cm ² Klebefläche, 72 cm ² leitende Fläche, VE: 5 Stück / Beutel, 50 Stück / Karton, 600 Stück / Umkarton |  |


Verbindungskabel

| | | |
|------|--|---|
| 1234 | Verbindungskabel, 500 cm lang, 6,35 mm Klinckenstecker, passend zu Aesculap, Alsa, Berchtold, Erbe, Martin Modulsystem 2000 auch in 300 cm Länge lieferbar! |  |
| 1238 | Verbindungskabel, 500 cm lang, NON-REM Stecker, passend zu Siemens Radiotom |  |
| 1239 | Verbindungskabel, 500 cm lang, REM Stecker, passend zu Valleylab |  |

Weitere HF-Neutralelektroden und / oder Verbindungskabel auf Anfrage lieferbar!

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Defibrillationselektroden



Einmalmultifunktionselektroden für Defibrillation, synchronisierte Cardioversion, transkutane Herzstimulation, sowie EKG-Monitoring mit Direktanschluss an Kabel und Defibrillator. Die Erwachsenenversion ist auch als röntgentranslucente Variante oder als „W-Serie“ (Anschlussstecker und Kabel außerhalb des Beutels) lieferbar.

Technische Details der Defibrillationselektroden

| Ausführung | Erwachsene | Kinder | „W-Serie“ |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Patientengewicht | ab 25 kg | bis 25 kg | ab 25 kg |
| Trägermaterial | ca. 1 mm dicker Schaumstoff | | |
| Klebefläche | 148 cm ² / Elektrode | 75 cm ² / Elektrode | 136 cm ² / Elektrode |
| Leitende Fläche | 81 cm ² / Elektrode | 31 cm ² / Elektrode | 85 cm ² / Elektrode |
| Gel | Niederohmiges, leitendes Klebegel | | |
| Kabellänge | 120 cm (100 cm für die röntgentransluzenten Elektroden) | | |
| Stecker | Sicherheitsstecker | | |
| Erlaubte Anzahl Entladungen | 50 Entladungen mit 360 J | 50 Entladungen mit 130 J | 50 Entladungen mit 360 J |
| Richtlinie | Klasse-IIb-Produkt gem. Richtlinie 93 / 42 / CEE | | |

Produktinformation der Defibrillationselektroden

Einzelverpackung: 1 Paar in Polyethylen-Aluminiumbeutel
 Verpackungseinheit: 10 Paar / Karton (5 Paar / Karton bei den Kinderelektroden)
 Lagerung: + 5 °C bis + 30 °C, trockener Lagerraum
 Haltbarkeit: siehe Verpackung (30 Monate ab Produktionsdatum)

Einmalelektroden

Defibrillationselektroden









| Hersteller | für Modell... | Stecker | Artikelnummer | | | |
|----------------------------|---|---------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | Erwachsenen- elektroden | Kinder- elektroden | Röntgentranslu- cente Elektroden | „W-Serie“- Elektroden |
| Cardiac Science | Powerheart, Powerheart G3, Powerheart G3 Plus | | - | - | - | W7957 C, wie #9730-002 |
| Cardioline | ELIFE 700 | | G7952P | P7952P | R7952P | W7952P |
| CU Medical Systems, Inc. | Paramedic CU-ER1 / CU-ER2 / CU-ER3 / CU-ER5, CU-ERT | | G7958C | - | - | - |
| Esaote | MDF | | G7962G | P7962G | - | - |
| | MDF II, MDF SAED | | G7954S | P7954S | - | - |
| GE (Marquette) | Cardioserv, First Responder 1200 / 1250 / 1500 | | G7962G wie GE #850/4015 6/005, 850/40156 /025 | P7962G wie GE #850/4051 8/005, 850/40518 /025 | - | - |
| Innomed | Cardioaid 100 / 200 / 200 B / XL / XL+ | | G7955N | P7955N | R7955N | W7955 N |
| Metrax (Primedic) | HeartSave 6 / 6S / AED / AED-M, DefiMonitor XD | | G7960M wie #96343 | - | - | - |
| Medtronic (Physio Control) | Lifepak 9 (Quick Combo-St.) Lifepak 10 / 12 / 20 | | G7952P wie #11996- 000091 | P7952P wie #11996- 000093 | R7952P wie #11996- 000090 | W7952P wie #11996- 000017 |
| | Lifepak 500 / 1000 | | | - | | |
| Nihon Kohden | TEC-2200 / 2300 / 7531 / 7631 / 7731 mit Kabel JC-765V | | G7961N wie #H315 | P7961P wie #H316 | - | - |
| | TEC-5521 / 5531 / 7531 / 7621 / 7631 / 7700 / 7721 / 7731 / 8251 mit Kabel JC-755V, | | G7955N wie #NKD-305 | P7955N wie #NKD- H306 | R7955N | W7955 N |
| | TEC-8250 / 8251 | | G7963N wie #NKD- H309 | - | - | - |
| Osatu Bexen | Reanibex-200 | | G7952P | P7952P | R7952P | W7952P |

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten

Einmalelektroden

Defibrillationselektroden

| Hersteller | für Modell... | Stecker |
|-----------------------------------|--|---|
| Philips (Agilent, HP), Laerdal | Codemaster M1722 A/B, M1723 A/B, M1724 A/B, M2475 B (mit Philips Kabel M3507 A), Heartstart FRx, Heartstart 4000 Modell M5500 B, HeartStart MRx M3535 A / M3536 A, Heartstream / Heart- start XL M4735 A, Heartstream / Heartstart XLT M3500 B |  |
| | Heartstream FR AED Modell E, S, EM, Heartstart FR 1 AED Modell 940010xx, 940020xx, 940030xx, Heartstream / Heart- start ForeRunner 2 (+) AED Modell M3840 A / M3841 A / M3860 A / M3861 A |  |
| | Codemaster 100 / XE / XL / XL + / XL e XLT (mit Kabel M3507 A), Heartstart 4000 (mit Kabel M3507 A), |  |
| Schiller | Defigard 1002 / 2000 EDOS / 3002, FRED, FRED Tele |  |
| | Defigard 4000 / 5000 / 6002 FRED easy / easyport |  |
| Welch Allyn | AED-10 / AED-20, PIC-30 / PIC-40 / PIC-50 |  |
| | Zoll Medical | PD 1200 / 1400 / 1600 / 1700 / 2000, E-Serie, M-Serie |

| Artikelnummer | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Erwachsenen- elektroden | Kinder- elektroden | Röntgentranslu- cente Elektroden | „W-Serie“- Elektroden |
| G7950H wie #M3713A, DP2, DP6 | P7950H wie # M3718 A | R7950H wie #M3716A | W7950 H |
| G7950H wie #M3713A, DP2, DP6 | - | R7950H wie #M3716A | W7950 H |
| G7953L wie # M3501 A, M3502 A | P7953L wie # M3503 A, M3504 A | R7953L | - |
| G7954S wie #114250 | P7954S wie #114279 | - | - |
| G7956S wie #214550 | P7956S wie #214559 | - | - |
| G7955N wie #00185-3 | - P7955N wie #001828- U | R7955N | W7955 N |
| G7951Z wie # 8900-4003 und # 8900-2100 8900-2055 | P7951Z wie # 8900-2065 | R7951Z wie # 8900-4005 | W7951Z |

Stand: Januar 2009 • (Neuester Stand ist verbindlich) • Druckfehler, optische und technische Änderungen vorbehalten